

**AKTIONEN
ANGEBOT**

FLAEM BOX

RF 7 Plus dual Speed

Medikamentenvernebler RF7 plus Dual Speed mit Ventilsystem für Kinder und Erwachsene



Gratis inkl.

Wichtige Merkmale:

- Leistungsfähiger Vernebler für eine hohe Lungendeposition
- Schnell einsatzbereit mit wenigen Einzelteilen
- Medikamenten-Füllstandanzeige
- Dual Speed-System für kurze Inhalationszeiten

Die neuen Flaem-Vernebler und das „SSC“-Konzept zum bereits anerkannten Leistungsniveau der RF6 plus Vernebler, welche mit einem auslaufsicheren System ausgestattet sind, können wir nun weitere wichtige Neuerungen hinzufügen. Diese stellen einen neuen Meilenstein von Flaem in der Inhalationstherapie dar und zusammenfassend können sie als das „SSC“-Konzept (Speed - Silence - Comfort; dh. Schnelligkeit - Geräuschlosigkeit - Komfort) bezeichnet werden.

Der Vernebler für doppelte Geschwindigkeit RF7 plus Dual Speed Vernebler mit Ventilsystem, ausgestattet mit einem praktischen Schalter an der Oberseite. Damit kann entweder die Position für maximale Geschwindigkeit für eine schnelle Behandlung der mittleren/oberen Atemwege ausgewählt werden oder die andere Position für ein wirksames Tröpfchenspektrum bei einer effektiven Aerosol-Behandlung des mittleren/unteren Respirationstrakts.

Technische Daten:

Geeignet für Kompressoren mit min. 8 lt/Min. (0,9-1,2 bar)

AirForce One, Pari Turbo Boy, MPV MicroDrop, Philips Inspiration Elite, Omron, etc.

Totale Vernebelungsmenge: 350 ml/Min. - 750 ml/Min. maximal

MMAD (medianer Massendurchmesser): 2.21µm - 2.38µm (Ventil Position Min/Max)
Massenanteil < 5µm: 84,2% - 81,5% (Ventil Position Min/Max)

Messung mit dem Malvern Mastersizer, vernebeltes Medium: 0,9% NaCl (5 ml), inspiratorischer Flow 20 lt/Min. In-vitro characterization TÜV Rheinland.

- Hohe Lungendeposition und geringes Restinhalat
- Kurze Inhalationszeiten
- Spülmaschinenfest

Technische Prüfungen:

Alle CE-geprüften FLAEM Medizinprodukte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Der FLAEM RF7 plus Dual Speed Vernebler ist mit allen leistungsfähigen Kompressoren kompatibel:

AirForce One, Flaem F2000, Pari Turbo Boy, MPV MicroDrop, Philips Inspiration Elite, Omron, etc.

Inhalt der FLAEM Box:

30 Stk. = FLAEM RF7 plus Dual Speed Vernebler
1 Stk. = AirForce One Kompressorvernebler
(Gratis in der Box)

Flaem Box
CHF 390.-

HomeCARE - Medical

Südstrasse 3 3110 Münsingen

Tel. 031 722 40 40 Fax 031 722 40 49

office@hcmcd.ch www.hcmcd.ch